



Management Methods for Controlling Pollution Caused by Electronic Information Products  
 电子信息产品污染防治管理办法  
 Regulation (China RoHS)  
 (中国 RoHS)

Material Declaration Data Sheet  
 材料成份声明数据手册

(Component Name) (部件名称)	(Hazardous Substances or Elements) (有毒有害物质或元素)					
	Lead 铅 (Pb)	Mercury 汞 (Hg)	Cadmium 镉 (Cd)	Chromium VI Compound s 六价铬 (Cr6+)	Poly- brominated Biphenyls (PBB) 多溴联苯 (PBB)	Poly-brominated Diphenyl Ethers (PBDE)
BISx with Host Cable BISx, 带主机电缆						
Printed Circuit Assembly (Processor and Digitizer) 印刷电路组件 (处理 器和数字转换器)	X	0	0	0	0	0
PIC (Patient Interface Cable) 患者接口电缆 (PIC)	X	0	0	0	0	0
Host Cable 主机电缆	X	0	0	0	0	0
Flex cable Assembly 耐弯曲电缆组件	X	0	0	0	0	0
Shield 遮罩	0	0	0	0	0	0
Plastic Enclosure external (top, bottom, and clamp) 塑料外壳 (顶部、底 部和夹具)	0	0	0	0	0	0
Nuts, Bolts, screws, Washers, Fasteners 螺母、螺栓、螺钉、 垫圈、扣件	0	0	0	0	0	0

O: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous

Material Declaration Data Sheet  
材料成份声明数据手册

materials for this part is below the limit requirement in SJ/T11363-2006.

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T11363-2006.

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



Product marked with a number contains certain toxic or hazardous substances or elements, and can be used safely during its Environment-Friendly Use Period (EFUP). The product should be recycled. The EFUP for all enclosed products and their parts are per the symbol shown here, unless otherwise marked. Certain field replaceable parts may have a different EFUP (for example, battery modules) number. The Environment-Friendly Use Period is valid only when the product is operated under the conditions defined in the product manual.

带有数字标记的产品含有某些有毒有害物质或元素，在产品的环保使用期限 (EFUP) 内可安全使用。该产品应进行回收。除非另行标明，否则所附的所有产品及其部件的环保使用期限都与此处显示的标记一致。某些现场可更换部件（例如电池模块）的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。仅当在产品手册中规定的条件下操作该产品时，该环保使用期限才有效。